

SAVER ONE



Technical data sheet

SAVER ONE D



AMI ITALIA[®]

MEDICAL DEVICES

www.amiitalia.com

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ

Ενέργειες: Κυματομορφή:	Standard max 200J ή Power max 360J Adaptive BTE (διαφασική περικυκλωμένη εκθετική)
Πρωτόκολλα:	συμμόρφωση με την αντίσταση του θώρακα του ασθενούς Διάφορα πρωτόκολλα σοκ ενηλίκων διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος Πρότυπο ενηλίκων που κλιμακώνεται 150, 200, 200J Κλιμακούμενη ισχύς ενηλίκων 200, 250, 360J Παιδιατρική (Τυπική ή Ισχύς) 50J σταθερή ≤9 seconds with a new and fully charged Μπαταρία IEC/EN 60601-2-4 από 4 έως 15 δευτερόλεπτα 20-200 ohms IEC/EN 60601-2-4 (AHADB, MITDB τηγή), 97 % IEC/EN 60601-2-4 (AHADB, MITDB τηγή), 99% 2 κουμπιά: ON/OFF, κουμπί σοκ και 3 κουμπιά για να σερφάρετε στο μενού. Ένδειξη LED κατάστασης που ενημερώνει για την κατάσταση της συσκευής Μετρητής μπαταρίας με ρυθμό υπολειπόμενης χωρητικότητας Ηχητικές ειδοποιήσεις και ένδειξη κειμένου με συναγερμούς σέρβις μέσω καλωδίου USB ή κάρτας μνήμης
Εργοστασιακή προεπιλογή:	
Χρόνος φόρτισης:	
Χρόνος ανάλυσης: Αντίσταση: Ευαισθησία:	
Ειδικότητα:	
Χειριστήρια:	
Δείκτες:	
Αναβαθμίσιμο:	
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΚΓ	
Λειτουργίες:	
Μέγεθος ΗΚΓ: Καρδιακός ρυθμός: Ταχύτητα σάρωσης: Τυπική:	Μέσω μαξιλαριών απινιδώσης ή τυπικών ηλεκτροδίων ΗΚΓ που συνδέονται σε ξεχωριστό επαναχρησιμοποιήσιμο καλώδιο παρακολούθησης ασθενών 2 απαγωγών SAV-C0017 Χειροκίνητη ρύθμιση μέσω του μενού 30-200 bpm 25 χιλ./δευτ. IEC/EN 60601-2-27 λιγότερο από τα σημεία 202.6.2.101· 201.12.1.101.12,13; 208.6.6.2.101 δεν εκτελείται για την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής, καθώς δεν προορίζεται για περιβάλλοντα όπως χειρουργεία ή μονάδες εντατικής θεραπείας 5,7" TFT έγχρωμο, 640 x 480 pixel
Απεικόνιση:	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ	
Τύπος: Ενήλικας:	Μίας χρήσης, προζελατινοποιημένο και αυτοκόλλητο Κωδικός SAV-C0846, για ασθενή >8 ετών ή >25 κιλά Κωδικός SAV-C0016, για ασθενή <8 ετών ή <25 kg Κωδικός SAV-C0599, Πρόσωπο με Πρόσωπο, για ασθενή >1 έτους 120 εκ. 24-30 μηνών
Παιδιατρική:	
Καθολική:	
Μήκος καλωδίου: Διάρκεια ζωής:	

Μέγεθος:	26,5 x 21,5 x 7,5 εκ	
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	(*)Θερμοκρασία στους 20°C Υγρασία 45% χωρίς συμπύκνωση	
SAVER ONE D 200J (SVD-B0004) – Μέγιστη παραδοτέα ενέργεια 200J Τυπική επιλογή / Εξοικονόμηση ένα D 360J (SVD-B0005) – Μέγιστη παραδοτέα ενέργεια 360J Τυπική επιλογή, Εξοικονόμηση ένα D 200J (SVD-B0004-U) - Μέγιστη παραδοτέα ενέργεια 200J Univer. Face To Face PADs επιλογής / Saver one D 360J (SVD-B0005-U) – Μέγιστη παραδοτέα ενέργεια 360J Univer. Face To Face PADs επιλογής / Saver one D 200J (SVD-B0004-Q) – Μέγιστη παραδοτέα ενέργεια 200J Q-CPR επιλογή / Saver one D 360J (SVD-B0005-Q) – Μέγιστη παραδοτέα ενέργεια 360J Q-CPR επιλογή / Saver one D 200J (SVD-B0004-U-Q) – Μέγιστη παραδοτέα ενέργεια 200J Univer. Επιλογή Face To Face PADs και Q-CPR. Εξοικονόμηση ένα D 360J (SVD-B0005-U-Q) – Μέγιστη παραδοτέα ενέργεια 360J Univer. Επιλογή Face To Face PADs και Q-CPR.		
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ)		
Conf-Norm:	Τυπική βασική διαμόρφωση (μαξιλαράκια ενηλίκων, μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, θήκη μεταφοράς) Επαναφορτιζόμενη	
Conf-Rech: Conf-	διαμόρφωση (μαξιλαράκια ενηλίκων, συσσωρευτής, σταθμός φόρτισης, θήκη μεταφοράς)	
Print:	Διαμόρφωση Print Ready (μαξιλαράκια ενηλίκων, μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, θήκη μεταφοράς, θύρα IrDA και θερμικός εκτυπωτής)	
Conf-Rech/Εκτύπωση:	Επαναφορτιζόμενη & έτοιμη για εκτύπωση διαμόρφωση (μαξιλαράκια ενηλίκων, συσσωρευτής, σταθμός φόρτισης, θήκη μεταφοράς, θύρα IrDA και θερμικός εκτυπωτής)	

ΈΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ TFT 5,7"
Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ:



ABOUT RESCUE

- adult or child protocol in use
- modality in use (AED, ECG or Manual)
- fibrillation and shock counts
- elapsed rescue time
- heart rate (bpm)
- impedance (ohms)
- ECG waveform
- touch/not touch pictogram
- charging bar graph if device charges
- energy level to be delivered (joule)
- CPR bar graph and cycles countdown

Βάρος:	2,08 kg με μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 2,13 kg με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
--------	--

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ:

Τύπος: Αυτονομία:	Μη επαναφορτιζόμενη, SAV-C0904 250 πλήρεις κύκλοι διάσωσης (σοκ στα 200J και CPR) ή 160 πλήρεις κύκλοι διάσωσης (σοκ στα 360J και CPR) ή 24ωρη παρακολούθηση ΗΚΓ για μια νέα και πλήρως φορτισμένη μπαταρία (*) όταν φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία 5 χρόνια (*) 4 χρόνια μετά την εγκατάσταση στον AED, υποθέτοντας μία δοκιμή εισαγωγής μπαταρίας και καθημερινό αυτοέλεγχο αλλά χωρίς ενεργοποίηση του AED (*) Συσσωρευτής, κωδικός SAV-C0011 2,5 ώρες με τον κωδικό σταθμού φόρτισης SAV-C0014 (*) (συνιστάται να φορτίζεται κάθε 4 μήνες τουλάχιστον) 200 κρούσεις στα 200J ή 110 δονήσεις στα 360J ή 14 ώρες σε παρακολούθηση ΗΚΓ για νέο πλήρως φορτισμένο συσσωρευτή (*) 2 χρόνια ή 300 κύκλοι φόρτισης (*)
Διάρκεια ζωής: Διάρκεια ζωής μπαταρίας:	
Τύπος: Χρόνος επαναφόρτισης:	
Αυτονομία:	
Διάρκεια ζωής μπαταρίας:	

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Εσωτερική μνήμη:	έως 6 συνεχείς ώρες ΗΚΓ και συμβάντων διάσωσης
Προαιρετική	Αφαιρούμενη κάρτα SD. Η διάρκεια αποθήκευσης εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας: μια κάρτα 2 GB καταγράφει έως και 100 ώρες Αρχείο κειμένου "AED1LOG" με λεπτομερή δραστηριότητα αυτοελέγχου "AEDFILES" με πλήρεις καταγεγραμμένες πληροφορίες Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων "SaverViewExpress"
μνήμη:	
Καταγραφή δεδομένων:	
Ανασκόπηση εκδήλωσης:	

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνθήκες λειτουργίας: Μεταβατικές συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία αποθήκευσης/αποστολής:	0 ° C έως 55 ° C (32 ° F ΈΩΣ 131 ° F) ελάχιστο -20 ° C (-4°F) τουλάχιστον 20 λεπτά -40°C έως 70°C (-40°F ΈΩΣ 158°F) χωρίς Μπαταρία 10% έως 95% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση IEC/EN 60529 κλάση IP56; Αδιάβροχο, προστατευμένο από τη σκόνη IEC/EN 60601-1 (Συμβατό με 1m. Drop Test, κρούση, δύναμη, σκληρός χειρισμός, ανοχή κινητού) IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 60601-1-2 Εκπομπές, ανοσία IEC/EN 60601-1; Εσωτερικά τροφοδοτούμενος τύπος BF/CF
Υγρασία:	
Στεγανοποίηση (προστασία IP):	
Αντοχή σε	
κραδασμούς/πτώσεις:	
Ηλεκτροστατική εκκένωση: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Ηλεκτρική προστασία:	
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα:	Τάξη III

